



Pregão Eletrônico Nº 00041/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.849.033/0001-61 - WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Teste	3750	R\$ 93.412,5000	R\$ 10,9800	R\$ 41.175,0000

Marca: BASALL

Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda

Modelo / Versão: TESTE RAPIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NCM: 3002.15.90 Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Reg. MS nº 80520090045 Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda Distribuído por: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19. IgM - Sensibilidade: 23/24 = 0,9583*100 = 95,83% - Especificidade: 76/76=1 *100 = 100% IgG - Sensibilidade: 11/12 = 0,9167*100 = 91,67% Especificidade: 88/88 = 1*100 = 100% COMPOSIÇÃO: 100 unidades do dispositivo teste 04 unidades do frasco com reagente 100 unidades de pipeta 100 unidades de lanceta 01 manual de instrução de uso FINALIDADE DE USO: COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. TIPO DE MOLECULA IDENTIFICADA: Anticorpos ACURÁCIA Dias IgG IgM 0 dias 0% para IgG e 0% para IgM ~7 dias 28,57% (2/7) para IgG 42,86% (3/7) para IgM ~14 dias 31,25/5 (5/16) para IgG 81,25% (13/16) para IgM ~21 dias 93,33% (14/15) para IgG 60,00% (9/15) para IgM ~28 dias 100,00% (2/2) para IgG 50,00% (12/12) para IgM ~30 dias 100% (9/9) para IgG 33,33% (3/9) para IgM Como chegou ACURACIA NO D7 APÓS SINTOMAS Como chegou ao resultado do teste (apenas in vitro ou fase 3, por exemplo) Foram realizados testes in vitro com amostras de soro reagente e não reagente (comparando com metodologias, por exemplo, PCR) Público a operar o Kit A manipulação deve ser feita apenas por profissional de saúde. Condições de armazenamento e Transporte 1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C ~ 30°C, umidade 25% ~ 95%). 3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade. 2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos. 4. Válido por 17 meses. EMBALAGEM: Caixa de papel cartão contendo 100 unidades do dispositivo teste embalados individualmente em envelope laminado, 100 unidades de pipetas descartáveis, 100 unidades de lancetas e 4 unidades do frasco com reagente. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Caixa com 100 unidades do dispositivo teste, 100 unidades de pipetas descartáveis, 4 unidades do frasco com reagente, 100 unidades de lancetas

Total do Fornecedor: R\$ 41.175,0000

13.994.860/0002-10 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	Teste	11250	R\$ 280.237,5000	R\$ 4,9700	R\$ 55.912,5000

Marca: EASY TEST

Fabricante: LEPU MEDICAL

Modelo / Versão: Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM (Imunocromatografia coloidal em ouro) é um imunoensaio para diagnóstico in vitro, para detecção direta e qualitativa de anti-SARS-CoV-2 IgM e anti-SARS-CoV-2 IgG em sangue humano, soro, ou plasma, para auxiliar no diagnóstico de SARS-COV-2 primária e secundária. O teste é apenas para uso profissional. Caixa com 20 testes. REGISTRO ANVISA: 81992260001

Total do Fornecedor: R\$ 55.912,5000

Valor Global da Ata: R\$ 97.087,5000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar